



## RO

Instincții și garanție

INSTRUMENTUL DIGITAL CU SONDA FLEXIBILĂ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Οδηγίες και εγγύηση

SONDA FLEXIBEL

Instincție e garanția

FLEXIBELER SONDE

DIGITALTHERMETER MIT ANWEISUNGEN UND GARANTIE

CON SONDA FLEXIBEL

Instincțiile y garanția

WITH FLEXIBLE PROBE

DIGITAL THERMETER

Instructions and warranty

FLEXIBEL

NUMERIQUE AVEC SONDE

THERMETRE

Instincții e garanție

DIGITALE CON SONDA

TERMOZONDE E GARANZIA

TH3601

# LAICA

TM

# LAICA

LAICA S.p.A.

Viale del Lavoro, 10 - Frasz. Ponte 36021 Barbarano Vicentino (VI) - Italy
Tel. +39 0444.795314 - 795321
Fax. +39 0444.795324
Made in China

www.laica.com

## EL

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Οδηγίες και εγγύηση

Πριν τη χρήση είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά και στο σύνολό τους τις οδηγίες και τις συνθήκες που περιγράφονται στο παρόν φυλλάδιο και να τις τηρήσετε με προσοχή. Ψηφιακό θερμόμετρο με μεγάλη οθόνη LCD για εύκολη στην ανάγνωση. Καταγράφει τη θερμοκρασία του σώματος σε 60 δευτερόλεπτα. Γρήγορο και ακριβές. Διαθέτει ψηφιακό κατά τη λήξη της μέτρησης της θερμοκρασίας του σώματος. Κρατάει στη μνήμη την τελευταία μέτρηση που καταγράφηκε ώστε να εκτυπώνουν τυχόν μεταβολές. Είναι ποσεικόλο στη χρήση και μετέδραει στο τοποθέτησή της που παρέχεται, για να αποφευχτεί τον κίνδυνο να σπαστεί. Με εύκολο αδεισθήριο που κλείνει και λειτουργία αυτόματης απονεργοποίησης.

Laica S.p.A. - Viale del Lavoro, 10 - Frasz. Ponte - 36021 Barbarano Vicentino (VI) - ITALY
Fax: +39-0444-795324
Made in China

CE 0434 (Dir. 93/42/EEC)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1) Η αυτομέτρηση σημαίνει, ελάχιστο, ότι διάγνωση ή θεραπευτική αγωγή. Οι συνθήκες τις τιμές πρέπει να αυτώνται, πάντα με τον προσομοίω κατά, Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να τροποποιείται η δοσολογία οποιαδήποτε φαρμάκου που έχει οριστεί από τον προσωπικό κτλ. 2) Μην βυθίζετε μη βελτιώνει, μη καθαρίζει, μη βυθίζετε και μη κινείτε κομμάτι το θερμόμετρο. 3) Με το άγγιγμα του σώματος ή του περιβάλλον. 4) Να μην το εκθέτετε στις ακτίνες του ήλιου και να μην το φυλάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Φυλάξτε το σε γυαίο στεγνό και καθαρό. 5) Να μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό, μόνο ο αισθητήρας είναι αδιάβροχο. 6) Μην μετράτε τη θερμοκρασία όταν το θερμόμετρο είναι βρεγμένο γιατί οι μετρήσεις μπορεί να είναι ανακριβείς. 7) Το παρόν ψηφιακό θερμόμετρο είναι, κατάλληλο για χρήση μόνο στη μαγειρία, το ορόδο, το στόμα. Μην το χρησιμοποιείτε για να μετρήσετε τη θερμοκρασία του σκευαστού πόρου. 8) Πριν μετρήσετε τη θερμοκρασία σώματος, μην πιείτε (σταθ ή κοινό) μη καπνιστεί, μη κινείστε, μην κινάτε. 9) Μην χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο να μετρήσει από το στόμα όταν έχει χρησιμοποιηθεί στον ορόδο. 10) Για το πασό ηλικίας κάτω των δύο ετών, μη μετράτε τη θερμοκρασία στο στόμα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Τοποθετήστε το κάλυμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.
- Τραβήξτε με προσοχή προς το έξω και βγάλτε το μύλο μπαταρίας για να τις αφαιρέσετε εύκολα. Χρησιμοποιήστε ένα μικρό αντικείμενο για να αφαιρέσετε τις παλιές μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τις καινούριες μπαταρίες με το θετικό πόλο (+) στ'αριστερά προς το επάνω και το αρνητικό πόλο προς το κάτω.
- Στηρίξτε με προσοχή τη θήκη μπαταρίας στη θέση της και τοποθετήστε ξανά το κάλυμα. Αν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο ■, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθεί.
- Αφαιρέστε τις εκφορτισμένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες στο σημείο 1-2 και πετάξτε τις ως ειδικά απορριμμάτα στον ειδικευμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των εκφορτισμένων μπαταριών, επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή που παρείχε τις μπαταρίες, το έργο ή την τοπική υπηρεσία απορριμμάτων. Προσοχή: Για μεγαλύτερη ασφάλεια δε συνιστούμε την απόρριψη των μπαταριών από παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν καίτε μετά από κάθε χρήση, αποβλήταινε τον αισθητήρα με οινόπνευμα.

\*ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟ

- Ενεργοποιήστε το θερμόμετρο πατώντας το κουμπί O/I. Η συσκευή εκπέμπει ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Στην οθόνη, για λίγο μόνο δευτερόλεπτα, ανέρχουν όλα τα σύμβολα λειτουργίας. Στη συνέχεια το θερμόμετρο εμφανίζει για μερικά δευτερόλεπτα την τελευταία μέτρηση που πραγματοποιήθηκε αναλόγουμετρο από το Lo° C (αν η θερμοκρασία που καταγράφηκε ήταν κάτω των 32° C) ή Hi° C (αν η θερμοκρασία που καταγράφηκε ήταν άνω των 42,9° C). Όταν αναβοβλίνει το ° C, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

- Τοποθετήστε τον αισθητήρα ως εξής:

**ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ:** πριν από τη μέτρηση κλείστε το στόμα για 5 λεπτά περίπου για να σταθεροποιήστε τη θερμοκρασία. Τοποθετήστε τον αισθητήρα κάτω από τη γλώσσα και κλείστε το στόμα μέτρια, όπου το θερμόμετρο καταγράφει τη θερμοκρασία αναθυμιάσεων θερμοκρασία στην οποία το τύπο μετρήσης είναι 37,5° C.
**ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ:** Αντικείμεν τον αισθητήρα με ένα ζελατινώδες υδροαπολυτο διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε βαζέλινα. Εισαγάγετε τον αισθητήρα στον πρωκτό 1 cm περίπου μέγιστο να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία (60 δευτερόλεπτα περίπου). Η αναθυμιάση θερμοκρασία για αυτό τον τύπο μετρήσης είναι 37,5° C. Μην πιέζετε το θερμόμετρο στον ορόδο. Αν η εσοχήμη προκάλει πόνο, διακόψτε αμέσως τη μέτρηση. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

\*ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΑΧΑΙΑ

Για τη χρήση στη μαγειρία ενεργοίστε ως εξής:

- Εκσυμπίστε καλά τη μαγειρία. Πριν από τη μέτρηση κρατήστε το βραχίονα τεταμένο κατά μήκος των πλευρών επί 5 λεπτά για να σταθεροποιήσει η θερμοκρασία. Τοποθετήστε τον αισθητήρα κάτω από τη μαγειρία και κρατήστε το βραχίονα οριζόντι πάνω στο θώρακα (σε αυτό τον τρόπο η θερμοκρασία του θώρακου όπου βρίσκεται δε θα επηρεαστεί, την ακρίβεια της μετρήσης της θερμοκρασίας του σώματος).

- Πατήστε το κουμπί O/I. Η συσκευή εκπέμπει ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Στην οθόνη, για λίγο μόνο δευτερόλεπτα, ανέρχουν όλα τα σύμβολα λειτουργίας. Στη συνέχεια το θερμόμετρο εμφανίζει για μερικά δευτερόλεπτα την τελευταία μέτρηση που πραγματοποιήθηκε αναλόγουμετρο από το Lo° C (αν η θερμοκρασία που καταγράφηκε ήταν κάτω των 32° C) ή Hi° C (αν η θερμοκρασία που καταγράφηκε ήταν άνω των 42,9° C). Όταν αναβοβλίνει το ° C, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Η θερμοκρασία σταθεροποιείται, είναι από 60 δευτερόλεπτα περίπου. Η αναθυμιάση θερμοκρασία για αυτό τον τύπο μετρήσης είναι 36,5° C.

- Όταν η συσκευή εκπέμπει το ηχητικό σήμα, βγάλτε την από τη μαγειρία. Η μέτρηση έχει λήξει και εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν η θερμοκρασία που καταγράφηκε είναι άνω των 37,8° C ή έντοση και η ανακίνηση του ηχητικού σήματος αυξάνεται. Η συσκευή θα σβήσει αυτόματα μετά από 10 λεπτά αν δεν τη χρησιμοποιήσετε ξανά (στο μεταξύ η μέτρηση παραμένει στην οθόνη), διαφορετικά μπορεί να τη σβήσετε πατώντας το κουμπί O/I.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν και μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε τον αισθητήρα με ένα ποικίλο εμποτισμένο με οινόπνευμα ή οποιοδήποτε τύπο τοπικού απολυμαντικού. Προσοχή:σε άλλες τύπους διαλυμάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Το αίμα του θερμόμετρο πρέπει να καθαριστεί με στεγνά πανιά. Μην βυθίζετε το θερμόμετρο σε νερό ή άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ γλυκά προϊόντα ή λευκώκο μέσο. Ο αισθητήρας είναι, το πιο ευαίσθητο μέρος του θερμόμετρο. Να προσεχτεί ιδιαίτερο κατά τη φάση του καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα για να καθαρίσετε την οθόνη. Φυλάξτε το θερμόμετρο σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από το άμεσο φως του ήλιου. Μην αποθηκεύετε ή βυθίζετε το θερμόμετρο. Φυλάξτε το θερμόμετρο με προσοχή μέσα στη θήκη που παρέχεται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Προσοχή ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης
- Συσκευή τύπου BF

Είκοσ τυχών μετρήσης: από 32,0° μέχρι 42,9° C
Ακρίβη: ±0,1° C (35,5° C - 42,0° C)
Οθόνη: υγρό κρυσταλλό
Μπαταρία: 1x1.5V τύπου LR/SR-41
Αυτόνομο μπαταρίας: περίπου 200 ώρες συνεχούς χρήσης
Βάρος: 11 g
Διαστάσεις: 139x22x13 mm
Συνήθεις σε περίοδο λειτουργίας: από +10° C μέχρι +40° C, (15-95%) RH
Συνήθεις όταν είναι αποθηκευμένο: από +10° C μέχρι +55° C, (15-95%) RH

IP22: Βελόνες προστασίας των περιβλήματων για ηλεκτρικές διατάξεις, όπου το πρώτο ψηφίο υποδεικνύει το βαθμό προστασίας από την βλάβη εξωτερικών στερέων σωματιών (από 0 ως 6) και το δεύτερο ψηφίο υποδεικνύει το βαθμό προστασίας από τη βλάβη υγρανών (από 0 ως 8)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα διάταξη συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς αναφορικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και έχει κατασκευαστεί για χρήση από τους οικιακούς περιβάλλοντες ως σε τύπου οικιακού. Το αίμα του θερμόμετρο πρέπει να καθαριστεί με στεγνά πανιά. Μην βυθίζετε το θερμόμετρο σε νερό ή άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ γλυκά προϊόντα ή λευκώκο μέσο. Ο αισθητήρας είναι, το πιο ευαίσθητο μέρος του θερμόμετρο. Να προσεχτεί ιδιαίτερο κατά τη φάση του καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα για να καθαρίσετε την οθόνη. Φυλάξτε το θερμόμετρο σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από το άμεσο φως του ήλιου. Μην αποθηκεύετε ή βυθίζετε το θερμόμετρο. Φυλάξτε το θερμόμετρο με προσοχή μέσα στη θήκη που παρέχεται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (Dir. 2012/19/Eu-WEEE)

Το σύμβολο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής υποδεικνύει την ξεχωριστή αποκομιδή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της συσκευής, μην την πετάξετε ως άσκοπο στερεό μέκτο απόρριμμα, αλλά πετάξτε τη στο ειδικό κέντρο αποκομιδής που βρίσκεται στην περιοχή σας ή επιστρέψτε την στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά ή/και μέσω κάποιου οικιακής (δου τύπου και με τις ίδιες λειτουργίες. Αν η συσκευή που διαθέτε είναι διαπιστώνει μόντρωτων των 25 κι, μπορείτε να τη παραδώσετε σε ένα απορριμματοφάγο με χωρητικότητα για πάνω από 400 κι. Χώρις αποζημίωση αγοράς νέας παρόμοιας διάταξης. Αυτή η διαδικασία της ξεχωριστής αποκομιδής των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων γίνεται με την προοπτική μιας κοινής περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό την προστασία, τη φροντίδα και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αποφυγή πιθανών επικινδυνών στην υγεία των ανθρώπων που θα προκαλούνται από την παρουσία επικινδύνων ουσιών στο μηχανισμό αυτό ή από μια εσφαλμένη χρήση αυτήν ή μέρων τους. Προσοχή! Η μη σωστή απόρριψη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων μπορεί να επηρεάσει κυρίως:

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρούσα συσκευή έχει εγγύηση 2 ετών από τη ημερομηνία της αγοράς που πρέπει να τεκμηριώνεται με **σφραγίδα ή υπογραφή του αντιπροσώπου και με την απόδειξη πληρωμής που θα φροντιστεί να έχει υποστηρίξει οπλά**. Η περίοδος αυτή είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει υποστηρίξει από την εταιρία μας. Το προϊόν Laica είναι σχεδιασμένο για οικιακή χρήση και δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε καταστήματα. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα κατασκευής και δεν ισχύει όταν οι βλάβες έχουν προκύψει από τυχόν γεγονός, εσφαλμένη χρήση, ομίχλη ή ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται. Η χρήση διαφορετικών εξαρτημάτων μπορεί να επηρεάσει ακρίβεια της εγγύησης. Μην ανιχνεύετε τη συσκευή για κανένα λόγο. Αν ανιχνεύετε βλάβες ή ακρίβεια της συσκευής, η εγγύηση σκεπάζεται οριστικά. Η εγγύηση δεν είναι έγκυρη για μέρη που υφίστανται φθορά λόγω χρήσης και για μπαταρίες που παραμένουν μόνες με τη συσκευή. Όταν περάσουν 2 χρόνια από την αγορά, η εγγύηση αποκλείεται. Σε αυτή την περίπτωση η επιθεώρηση της συσκευής γίνεται με πληρωμή. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για επιθεώρηση τεχνικής βοήθειας είτε είναι μέσα στην εγγύηση είτε γίνεται με πληρωμή, επικοινωνώντας με το info@laica.com. Δεν χρειάζεται κομμά σύμβολο για επισκευές και αντικαταστάσεις προϊόντων που εμφανίζονται στους όρους της εγγύησης. Σε περίπτωση βλάβης αποβλήταινε στον αντιπρόσωπο. ΜΗΝ απορρίψετε καπνιστήρα ή Laica ως επείγουσες κινή τις ενέργειες (όπου συμπεριλαμβάνονται και οι αντικαταστάσεις του προϊόντος ή της εξαρτημάτων τους) σε ένα απορριμματοφάγο με χωρητικότητα της οποιας χωρητικότητας του προϊόντος που αντικαταστάθηκε κατασκευαστικού εταιρία απορρίπτει κάθε βλάβη για τυχόν βλάβες που μπορεί, αμέσως ή αργότερα, να προκύψουν σε άτομα, αντικείμενα ή κατοικία (για εξοπλισμό της μη τήρησης όλων των προδιαγραφών που υποδεικνύονται στο ειδικό φυλλάδιο οδηγιών και που αφορούν, τις προειδοποιήσεις σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής. Η επιθεώρηση Laica, αφόσον αναζητείται συνεχώς με τη βελτίωση των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χωρίς καμία προειδοποίηση καθ' εξαίρεση ή εν μέρη τα προϊόντα της σε σχέση με τις ανάγκες παραγωγής, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ευθύνη εκ μέρους της επιθεώρησης ή των αντιπροσώπων της.

## RO

TERMOMETRU DIGITAL CU SONDA FLEXIBILĂ

Instrucțiuni și garanție

Înainte de utilizare este importantă citirea cu atenție și în mod complet a instrucțiunilor și a avertizărilor conținute în prezentul manual și păstrarea lor cu grijă pentru consultări succesive. Termometrul digital cu ecran LCD mare pentru o citire ușoară. Arată temperatura corporală în 60 de secunde. Rapid și precis, este dotat cu semnal acustic pentru marcare a sfârșitului măsurării temperaturii corporale. Menține în memorie ultima temperatură înregistrată pentru a evalua eventuale variații. Este foarte ușor de folosit și poate fi pus însoțit în cutia practică din dotare atunci când există riscul de pătrungere. Cu sondă flexibilă lavabilă și funcție de stingere automată.

Laica S.p.A. - Viale del Lavoro, 10 - Frasz. Ponte - 36021 Barbarano Vicentino (VI) - ITALY
Fax: +39-0444-795324
Made in China

AVERTISMENTE GENERALE

1) Auto-măsurarea înseamnă control, nu diagnostic sau tratament. Valorile neobișnuite trebuie discutate întotdeauna cu medicul personal. Nu trebuie în nici un caz să modificați dozaul oricărui medicament prescris de medicul personal. 2) Nu stați lângă dispozitivul de măsurare și termometrul și aveți grijă nu să cadă pe cineva și înlemnă copilul. 4) Nu îl utilizați pe lângă la razele soarelui și nu îl păstrați în apropierea surselor de căldură. Păstrați-l într-un loc uscat și curat. 5) Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide, numai sonda este impermeabilă. 6) Nu efectuați măsurători când termometrul este ud deoarece valorile măsurate nu vor fi exacte. 7) Acest termometru digital este adecvat pentru utilizarea axilară, rectală, orală. Nu îl utilizați pentru a măsura temperatura din canalul auricular. 8) Nu beți băbuturi calde sau reci, nu fumați, nu faceți duș înainte de a măsura temperatura corporală. 9) Nu folosiți termometrul pe cale orală după ce acesta a fost folosit pe cale rectală fără să-l fi dezinfectat în prealabil. 10) În cazul copililor sub doi ani, vă rugăm să nu luati temperatura pe cale orală.

INTRODUCEREA / ÎNLOCUIREA BATERIEI

- Trageți capacul bateriilor în direcția săgeții.
- Scoateti-l în mod delicat compartimentul bateriilor spre dreapta pentru a facilita eliminarea bateriilor. Utilizați un obiect ascuțit pentru a scoate bateriile vechi.
- Puneți bateriile noi cu poliul pozitiv (+) într-o în sus și poliul negativ poziționat în jos.
- Impingeți delicat compartimentul bateriilor în locașul său și puneți capacul la loc. Dacă pe ecran apar simbolurile ■ înlocuirea trebuie înlocuită.
- Scoateti bateriile descărcate precum este descris la punctele 1-2 și eliminați-le ca deșeu special în cadrul punctelor de colectare indicate pentru reciclare.

Pentru mai multe informații referitoare la eliminarea bateriilor descărcate, contactați magazinul de unde a fost cumpărat aparatul ce conține baterie, primăria sau serviciul local de eliminare a deșeurilor. **Atenție: Pentru mai multă siguranță, vă sfătuim să nu lăsați copiii cu o vârstă mai mică de 12 ani să scoată bateriile.**

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte și/sau după orice utilizare, dezinfectați sonda cu alcool.

\*UTILIZARE ORALĂ ȘI RECTALĂ

- Aprițideți termometrul apăsând tasta O/I, aparatul emite un scurt semnal acustic. Pe ecran, se aprind toate simbolurile funcțiilor pentru câteva secunde. Apoi termometrul afișează timp de câteva secunde ultima măsurare efectuată urmată de Lo° C (dacă temperatura detectată este mai mică de 32° C) sau Hi° C (dacă temperatura detectată este mai mare de 42,9° C). Când simbolul ° C pâlpâie, aparatul este gata de utilizare.
- Poziționați sonda precum urmează:
**UTILIZARE ORALĂ:** înainte de măsurare înclinați gura timp de 5 minute pentru a stabili temperatura. Puneți sonda sub limbă și înclinați gura până când termometrul determină temperatura. Temperatura standard pentru acest tip de măsurare este de 37° C.
**UZ RECTAL:** Lubrifiați sonda cu o soluție gelatinoasă hidrosolubilă. Nu utilizați vaselină. Introduceți sonda în rect circa 1 cm până când sonda se stabilizează (circa 60 de secunde). Temperatura standard pentru acest tip de măsurare este de 37,5° C. Nu forțați când introduceți termometrul în rect. În cazul în care apare durere la introducerea termometrului, întrepușei măsuratoarea imediat. Neobosevara acestei instrucțiuni poate duce la rănire.

\*UZ AXILAR

Pentru uz axilar procedați ca în continuare:

- Uscați bine axila. Înainte de măsurare mențineți brațul întins de-a lungul șoldului timp de 5 minute pentru a stabili temperatura. Puneți sonda sub axilă și țineți brațul bine lipit de torace (apoi lăsați un picul timp împiedică influența temperaturii camerei în care vă aflați asupra determinării exacte a temperaturii corporale).
- Apăsați tasta O/I, aparatul emite un scurt semnal acustic. Pe ecran, se aprind toate simbolurile funcțiilor pentru câteva secunde. Apoi termometrul afișează timp de câteva secunde ultima măsurare efectuată urmată de Lo° C (dacă temperatura detectată este mai mică de 32° C) sau Hi° C (dacă temperatura detectată este mai mare de 42,9° C). Când simbolul ° C pâlpâie, aparatul este gata de folosire. Temperatura se stabilizează după circa 60 de secunde. Temperatura standard pentru acest tip de măsurare este de 36,5° C.
- Când aparatul emite un semnal acustic, înclinați-l. Măsurarea s-a încheiat și este afișată pe ecran. Când temperatura detectată depășește 37,8° C crește intensitatea și frecvența semnalului acustic. Aparatul se va stinge automat după 10 minute fără utilizare (întrt timp rămâne afișată măsurarea), sau puteți să-l stingeți apăsând tasta O/I.

ÎNȚEIMERE

Curățați sonda termometrului cu o cârpă moale umezită cu alcool sau cu orice tip de dezinfectant adecvat pentru acest tip de instrumente înainte și /sau după fiecare utilizare. Orice alt tip de soluție ar putea dăuna aparatului. Corpul termometrului trebuie curățat cu o cârpă uscată. Nu introduceți termometrul în apă sau în alte lichide. Nu utilizați niciodată produse chimice sau abrazive. Sonda este partea cea mai delicată a termometrului și trebuie folosită foarte atenți în timpul măsurării. Nu utilizați alcool pentru a curăța ecranul. Păstrați termometrul într-un loc uscat și curat, departe de lumina directă a soarelui. Nu sterilizați și nu fierbeți termometrul. Păstrați termometrul cu grijă în cutia din dotare.

DATE TEHNICE

- Atenție consultați instrucțiunile de utilizare
- Aparat tip BF

Gamă de măsurare: de la 32,0° C la 42,9° C

Toleranță: ±0,1° C (35,5° C - 42,0° C)

Ecran: cu cristale lichide

Baterie: 1x1.5V tip LR/SR-41

Autonomie baterie: circa 200 ore de utilizare continuă

Dimensiuni: 139x22x13 mm

Condiții de funcționare: de la +10° C la +40° C, (15-95%) RH

Condiții de păstrare: de la +1° C la +55° C, (15-95%) RH

IP22: Gradul de protecție al carcaselor echipamentelor electrice, în care prima cifră indică gradul de protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine (de la 0 la 6), iar a doua cifră reprezintă gradul de protecție împotriva pătrunderii lichidelor (de la 0 la 8).

COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ

Acest aparat corespunde legislației în vigoare privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) și a fost realizat pentru aplicații de uz casnic: emisiile sale sunt atât de reduse încât probabilitatea de a interfera cu alte aparate este extrem de mică. În cazul în care este nevoie să utilizați aparatul în apropierea altor aparate, vă recomandăm să respectați indicațiile din tablele de la sfârșitul fișeiului de instrucțiuni. Dispozitivele mobile utilizate pentru comunicații și aparatele radio pot să compromită funcționarea acestui aparat. Dacă observați anomalii în timpul funcționării, vă recomandăm să îndepărtați aparatul de alte aparate care ar putea cauza interferențe electromagnetice și să verificați ulterior dacă acesta și-a reluat ciclu normal de funcționare. În orice caz, dacăc aveți orice nelămuriri, vă rugăm să contactați Serviciul de Asistență Clienți sau să consultați tablelele cu datele privind emisiile electromagnetice de la sfârșitul acestui fișet de instrucțiuni.

PROCEDURI DE DEPOZITARE (Dir. 2012/19/Eu-WEEE)

Simbolul de pe partea inferioară a aparatului indică colectarea separată a echipamentelor electrice sau electronice. Când aparatul nu mai este utilizat, nu îl deșozitați împreună cu deșeurile deșeurii, ci duceți-l la un centru de colectare din zonă sau la distribuitor atunci când acționați unul sau din aceste centre. În cazul în care aparatul care trebuie casat are dimensiuni mai mici de 25 cm, acesta poate fi predat unui punct de vânzare cu suprafața mai mare de 400 mp fără a fi obligați să cumpărați un aparat nou similar. Procedura de deșozitare a deșeurilor electrice și electronice respectă politica de mediu europeană care face referire la protejerea, păstrarea și îmbunătățirea calității mediului, precum și un eveniment accidental, utilizare greșită, neglijență sau folosire incorectă a produsului. Utilizați numai accesoriile furnizate; utilizarea unor alte accesorii poate duce la anularea garanției. Nu desfaceți aparatul din niciun motiv, dacă îl desfaceți sau dacă îl manevrați, garanția se anulează automat. Garanția nu se aplică pieselor supuse uzurii din cauza utilizării și din cauza bateriilor când acestea sunt furnizate din dotare. După 2 ani de la cumpărare, garanția expiră, astfel căz utilizarea și întreținerea trebuie să fie efectuate corect sau. Puteți obține informații prezentei substanțelor periculoase sau datorită utilizării necorespunzătoare. Atenție! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

GARANȚIE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Această perioadă este în conformitate cu legislația în vigoare și se aplică numai în cazul în care consumatorul este persoană fizică. Produsele Laica sunt proiectate pentru uz casnic și nu este permisă utilizarea acestora pentru servicii publice. Garanția acoperă numai defectele de producție și nu este valabilă dacă acestea sunt produse de un eveniment accidental, utilizare greșită, neglijență sau folosire incorectă a produsului. Utilizați numai accesoriile furnizate; utilizarea unor alte accesorii poate duce la anularea garanției. Nu desfaceți aparatul din niciun motiv, dacă îl desfaceți sau dacă îl manevrați, garanția se anulează automat. Garanția nu se aplică pieselor supuse uzurii din cauza utilizării și din cauza bateriilor când acestea sunt furnizate din dotare. După 2 ani de la cumpărare, garanția expiră, astfel căz utilizarea și întreținerea trebuie să fie efectuate corect sau. Puteți obține informații prezentei substanțelor periculoase sau datorită utilizării necorespunzătoare. Atenție! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni. Nu expediați direct către LAICA. Toate intervențiile în garanție (inclusiv cele de înlocuire a produsului sau a unei componente) nu vor prelungi durata inițială a garanției produsului înlocuit. Fabricantul nu are nici o responsabilitate pentru eventualele daune care pot fi cauzate, direct sau indirect, persoanelor, lucrurilor și animalelor de companie din cauza nereparării tuturor informațiilor date în manualul de instrucțiuni corespunzător și care privesc în mod special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întreținerii aparatului. Compania Laica, fiind meru implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de a modifica fără niciun preaviz, complet sau parțial, propriile produse. În raport cu nevoile de producție, fără ca acest lucru să implice o responsabilitate din partea companiei Laica sau din partea vânzătorilor acestora.

## TH3601

Guidance and declaration of manufacturer-electromagnetic emissions		
The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.		
Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment – guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	The device is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	N/A	
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	N/A	

Immunity aspects			
The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment – guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV air	± 6 kV contact ± 8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 <span> </span> %.
Electrostatic transient/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	N/A	
Surge IEC 61000-4-5	±1kV differential mode ±2kV common mode	N/A	
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	< 5% UT (>95% dip in UT) for 0.5 cycle 40% UT (60% dip in UT) for 5 cycle 70% UT (30% dip in UT) for		