



T-Fit 270 CALL

MANUALE UTENTE

ITALIANO

USER MANUAL

ENGLISH

- * Per informazioni integrative e aggiornamenti visita il sito: www.trevi.it
- * For additional information and updates of this device visit the website:www.trevi.it



3. Dettagli prodotto

3.1 Accensione e Spegnimento


- (1) Accensione: con orologio spento, tenere premuto il tasto laterale per 3 secondi. Dopo l'avvio verrà visualizzato l'orario.
- (2) Spegnimento: con orologio acceso, tenere premuto il tasto laterale per 3 secondi, l'orologio vibrerà e poi si spegnerà.

3.2 Descrizione prodotto



3.3 Avvertenze su come Indossare l'orologio

- Indossare l'orologio dopo lo stiloideo ulnare.



- Allacciare il cinturino al polso regolandolo perfettamente alle dimensioni del proprio polso.
- Mantenere il sensore il più vicino alla pelle, evitare ogni suo movimento e che la luce esterna influenzi l'accuratezza dei test.
- Tenere pulita l'area del test, il sudore o le macchie influenzeranno i risultati dei test.

3.3 Modifica del quadrante

Una volta acceso l'orologio, premere a lungo per impostare l'interfaccia dell'orologio, se la si vuole cambiare, e scegliere tra quelli pre caricate.

4. Informazioni rapide del prodotto

4.1 Descrizione quadrante touch

(1) Trascinare verso sinistra per selezionare la pagina delle funzioni, quindi toccare l'icona per accedere alla funzione corrispondente.




T-Fit 270 CALL

Italiano



(2) Trascinare verso destra per selezionare lo sport tra quelli in elenco.



(3) Trascinare verso il basso per visualizzare le informazioni.



(4) Trascinare verso l'alto per visualizzare le notifiche.

(5) Quando l'orologio è acceso, premere il tasto laterale per illuminare lo schermo, premerlo nuovamente per disattivare l'illuminazione, in navigazione premerlo per tornare alla pagina precedente.



5. Download e utilizzo APP

5.1 Download e installazione APP

(1) Quando l'orologio è acceso, trascinare verso il basso e selezionare l'icona raffigurante il QR code  sul display comparirà il QR code dell'app;

(2) Scansionare il QR code con uno smartphone e scaricare l'APP "Fundo", oppure utilizzare il seguente QR code:



Nota: Il proprio smartphone deve supportare Android 4.4 o iOS 8.0 o versioni superiori e versione Bluetooth 4.0 o superiore.

5.2 Accoppiamento APP con telefoni Android e iOS

- (1) Dalla schermata principale, trascinare verso sinistra e selezionare l'icona  "Impostazioni";
- (2) Selezionare la voce "BT Setting" e poi toccare "Power Off" per attivare la funzione Bluetooth, ad attivazione avvenuta comparirà la scritta "Power On";
- (3) Attivare la funzione Bluetooth sul vostro Smartphone e aprire l'APP "Fundo";
- (4) Dalla sua pagina principale, selezionare la voce "Altro" o "Di Più" sull'angolo inferiore destro;
- (5) Selezionare "Aggiungi dispositivo" o "Aggiungere", attendere qualche secondo e dalla lista dei dispositivi selezionare "TFit270CALL_LE";



(6) Ad accoppiamento avvenuto, l'icona  nella pagina delle informazioni diventerà verde.

Accoppiamento per gestione chiamate, SMS e Rubrica:

(7) Aprire la pagina Bluetooth del vostro smartphone e avviare la ricerca dei dispositivi;

(8) Al termine della ricerca selezionare il dispositivo "TFit270CALL" e confermare la successiva finestra di collegamento. Ad accoppiamento avvenuto sotto la scritta TFit270CALL comparirà la scritta "Connesso per le chiamate";

(9) Ad accoppiamento avvenuto, l'icona  nella pagina delle informazioni diventerà gialla.

(10) Dalla schemata principale dell'orologio, trascinare verso sinistra e selezionare l'icona 

(11) Selezionare la voce "Sync with phone" per sincronizzare i contatti del telefono con l'orologio.

Nota sul colore dell'icona

- **Colore bianco con barra rossa:** non connesso
- **Colore azzurro:** connesso al telefono per ricezione/invio chiamate
- **Colore verde:** connesso con l'App Fundo
- **Colore giallo:** connesso con App Fundo e al telefono per ricezione/invio chiamate

6. Come impostare la notifica

Nelle Impostazioni del telefono selezionare "Gestione app" o "APP", selezionare l'app "Fundo".

Selezionare la voce "autorizzazioni" consentire e attivare tutte le voci in elenco.

Sempre dentro app "Fundo" selezionare la voce "Notifiche", anche in questo caso consentire e attivare tutte le voci in elenco.

Avviso:



Si prega di non chiudere il servizio di notifica Bluetooth o terminare il software applicativo in background. Influenzerà la funzione di sincronizzazione tra orologio e telefono se lo si chiude.

7. Introduzione alle funzioni principali

7.1.1 Telefono



Contatti: può sincronizzare i contatti del telefono cellulare, visualizzarli e comporli tramite Bluetooth.



Comporre: si collega al telefono cellulare per comporre un numero.



Registro chiamate: può sincronizzare il registro delle chiamate (fatte, ricevute e perse).



Notifiche: Sincronizza tutti i messaggi del cellulare.



7.1.2 Monitoraggio del sonno

(1) Introduzione alla funzione: l'orologio mostrerà le ore di sonno dell'utente della notte prima. Il tempo di misurazione del sonno va dalle 21:00 alle 09:00 del giorno successivo. Vengono visualizzate le ore di sonno effettuate totali, e divise in sonno profondo e sonno leggero.

(2) Attivazione: dopo aver selezionato l'icona, trascinare il dito dal basso verso l'alto; attivare la funzione (se disattivata), è possibile visualizzare anche lo storico dei dati registrati.



7.1.3 Frequenza cardiaca

Introduzione alla funzione: l'orologio misurerà la frequenza cardiaca dell'utente nella propria



interfaccia di misurazione. Verrà visualizzata la frequenza cardiaca istantanea. Se il valore non viene rilevato, verrà sempre visualizzato il valore zero.

7.1.4 Pressione sanguigna

Introduzione alla funzione: l'orologio misurerà la pressione sanguigna dell'utente nella propria interfaccia di misurazione. Saranno necessari alcuni secondi per il rilevamento della pressione, al termine del quale verrà visualizzato il risultato. Se il valore non viene rilevato, verrà sempre visualizzato il valore zero.

7.1.5 Ossigenazione del sangue (Saturazione)

Introduzione alla funzione: l'orologio misurerà la saturazione sanguigna dell'utente nella propria interfaccia di misurazione. Una volta selezionata la sua icona selezionare la scritta "Start" per avviare la rilevazione, saranno necessari alcuni secondi per il rilevamento del dato, al termine del quale verrà visualizzato il risultato.

7.1.6 ECG

Introduzione alla funzione: l'orologio rileverà l'ECG dell'utente nella propria interfaccia di misurazione. Verrà visualizzato l'ECG istantaneo. Se il valore non viene rilevato, verrà sempre visualizzato il valore zero.

7.1.7 Comando scatto fotografia

Per scattare una fotografia utilizzando l'orologio come comando di scatto occorre che il telefono sia sbloccato, che L'App "Fundo" sia attiva e che il comando "Fare una foto" sull'app sia attivo.



7.1.8 Musica

Una volta connesso al Bluetooth, è possibile agire sui comandi di riproduzione/pausa, salto traccia avanti e indietro, delle tracce musicali presenti sul telefono e regolazione del volume.

7.1.9 Trova il telefono

Una volta selezionata la sua icona toccare la scritta "Start", il telefono comincerà a squillare. Dopo averlo trovato toccare "Fine" per interrompere la ricerca.

7.2.0 Avviso sedentarietà

È possibile impostare autonomamente il periodo di tempo in cui si vuole avviare l'avviso (a intervalli di 30 minuti, minimo 0 min ← → massimo 300 min), quando viene raggiunta l'ora di sedentarietà, l'orologio squillerà e vibrerà per ricordarti di alzarti.

7.2.1 Sport

Modalità sport: camminata, corsa, alpinismo, ciclismo, basket, badminton, ping pong, calcio, impostazioni, storico dati attività.

7.2.2 Pedometro

Prima dell'utilizzo, accedere al menu del contapassi. Selezionare l'icona e trascinare il dito dal basso verso l'alto; attivare la funzione (se disattivata) e impostare tutte le informazioni personali richieste. Indossare l'orologio sul polso, oscillare normalmente il braccio durante la camminata, il contapassi conterà i passaggi e combinerà il numero totale dei passi calcolando le calorie bruciate.

7.2.3 Allarme

Personalizza l'ora della sveglia, il numero di squilli, le suonerie e i tipi di promemoria.

7.2.4 Cronometro

Fare clic sull'icona nell'angolo inferiore sinistro per avviare il cronometraggio. In questa interfaccia, selezionare l'icona nell'angolo in basso a destra per rilevare i tempi parziali, selezionare l'icona di sinistra per mettere in pausa il cronometro, far scorrere lo schermo su e giù per visualizzare i dati parziali storici (se rilevati); quando il cronometro è in pausa, fare clic sull'icona nell'angolo inferiore destro per cancellare i dati.

7.2.5 Accoppiamento Bluetooth per chiamate

Fare clic sull'icona, selezionare la voce "Search new device" per avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Selezionare il nome Bluetooth del telefono cellulare con cui desideri eseguire l'accoppiamento e confermare l'accoppiamento sul telefono.

7.2.6 Impostazione lingua

Fare clic sull'icona per selezionare e cambiare la lingua dell'orologio.

8. Impostazioni (Settings)

- BT Setting: per attivare/ disattivare la funzione Bluetooth e per attivare/ disattivare la visibilità dell'orologio.
- Clock: per selezionare il quadrante, per attivare/ disattivare la sincronizzazione automatica (se disattivata impostazione data, ora e formato).
- New notification Bright: attivazione/ disattivazione.
- Sound: per impostare il tipo di allerta, il suono della suoneria e il tono delle notifiche.



T-Fit 270 CALL

Italiano

- Volume: impostazione del volume per Multimedia, suoneria e notifiche.
- Display: per impostare il tipo di visualizzazione delle icone, la luminosità e il tempo di spegnimento del display.
- Units: per impostare il sistema metrico.
- Reset: riporta l'orologio alle impostazioni di fabbrica.

Nota: tutti i dati verranno cancellati.

- About: riporta tutte le informazioni software dell'orologio.

9. AVVERTIMENTO

Consultare sempre il proprio medico prima di avviare un programma di esercizi. TREVI T-Fit 270 CALL non è un dispositivo medico ma un apparecchio in grado di misurare e di visualizzare su un display LCD la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l'ossigenazione del sangue ed ECG di chi lo indossa. I risultati della misurazione di questo prodotto sono solo di riferimento e non sono destinati ad alcun uso medico.

Avvertenze

Questo dispositivo è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In ambienti troppo freddi o troppo caldi o molto polverosi.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillycidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Se dei liquidi penetrano all'interno del dispositivo portare il dispositivo al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.



T-Fit 270 CALL

Italiano

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, questo potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo o un pericolo di incendio.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Il dispositivo non è un giocattolo. Il dispositivo è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.
- Non esporre il dispositivo a forti urti.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto quando non lo si utilizza.
- Conservare questo manuale.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclag-



T-Fit 270 CALL

Italiano

gio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Please read the manual before use.

- The information contained in this document will not be modified or extended in accordance with any notice.
- The watch must be charged at least 2 hours before use.

1. Product Specifications

- Model: T-Fit 270 CALL
- CPU MTK2502 ARMv7
- Memory: RAM 32Mb + ROM 32Mb
- Capacitive Touch screen 1.69" 240x480 pixel IPS
- Bluetooth version 4.0
- Functions: Heart rate detection, Blood pressure monitor, ECG, Oxygen, Sleep monitor, Sedentary, Remote Camera, Control music, Weather, 6.Multi-sport functions (Walking, Running, Hiking, Cycling, Skipping, Badminton, Basketball, PingPong, Football, Pedometer, Calorie Consumption, Distance Calculation).
- Ion Lithio Battery 3.7V/300mAh

2. Charging instruction

This product adopts magnetic charge. There are metal contacts on the back of the watch, bring the magnetic clip of the charging cable close to the metal contacts, this will tend to align correctly automatically. Connect the USB socket of the charging cable to a computer or to a 5V  1A power supply with a USB port. It is possible to view the charge status on the display.



Warning: Do not make the magnetic charging cable any 4 pins connect with conducting material at same time, it may cause short circuit.

3. Product details

3.1 Power ON/ OFF


- (1) Power ON: with clock OFF, press and hold the side button for 3 seconds. After startup, the time will be displayed.
- (2) Power OFF: with watch ON, hold down the side button for 3 seconds, the watch will vibrate and then turn off.

3.2 Product description



3.3 How to wear the watch

- Wear the watch after the ulnar styloid.



- Fasten the strap to your wrist by adjusting it perfectly to the size of your wrist.
- Keep the sensor as close to the skin, avoid any movement and that external light influences the accuracy of the tests.
- Keep the test area clean, sweat or stains will affect the test results.

3.3 Changing the dial

Once the clock is turned on, long press to set the clock interface, if you want to change it, and choose from the pre-loaded ones.

4. Quick product information

4.1 Touch dial description

(1) Drag to the left to select the function page, then touch the icon to access the corresponding function.




T-Fit 270 CALL

English



(2) Drag right to select the sport in the list.



(3) Drag down to view information.



(4) Drag upwards to view notifications.

(5) When the clock is on, press the side button to light up the screen, press it again to turn off the light, in navigation press it to return to the previous page.



5. APP Download and use

5.1 APP download and installation

- (1) When the watch is on, drag down and select the icon depicting the QR code , the QR code of the app will appear on the display;
- (2) Scan the QR code with your smartphone and download the "Fundo" APP, or use the following QR code:



Note: Your smartphone must support Android 4.4 or iOS 8.0 or above and Bluetooth version 4.0 or above.

5.2 APP pairing with Android and iOS phones

- (1) From the main clock screen, drag to the left and select the "Settings" icon ;
- (2) Select the item "BT Setting" and then tap "Power Off" to activate the Bluetooth function, after activation the message "Power On" will appear;
- (3) Activate the Bluetooth function on your Smartphone and open the "Fundo" APP;
- (4) From its main page, select the "Other" or "More" item in the lower right corner;



- (5) Select "Add device", wait a few seconds and from the list of devices select "TFit270CALL_LE";
- (6) After pairing, the icon  on the information page will turn green.

Pairing for managing calls, SMS and contacts:

- (7) Open the Bluetooth page of your smartphone and start searching for devices;
- (8) At the end of the search, select the "TFit270CALL" device and confirm the next connection window. After pairing, the word "Connected for calls" will appear under the TFit270CALL writing;
- (9) After pairing, the icon  on information page will turn yellow.
- (10) From the main clock screen, drag to the left and select the icon ;
- (11) Select the "Sync with phone" item to synchronize the phone contacts with the watch.

Note on the color of the icon



- **White color with red bar:** not connected
- **Blue color:** connected to the telephone for incoming/ make a calls
- **Green color:** connected with the Fundo App
- **Yellow color:** connected to the Fundo App and to the telephone for incoming/ make a calls

6. How to set up notification

In the phone settings, select "App management" or "APP", select the "Fundo" app.

Select the item "permissions" allow and activate all the items in the list.

Still in the "Fundo" app, select the "Notifications" item, also in this case allow and activate all the items in the list.

**Notice:**

Please do not close the Bluetooth notification service or terminate the background application software. It will affect the sync function between watch and phone if you close it.

7. Introduction to the main functions**7.1.1 Telephone**

Contacts: can synchronize mobile phone contacts, view and dial them via Bluetooth.



Dial: connects to the mobile phone to dial a number.



Call log: can synchronize the call log (made, received and missed).



Notifications: Synchronize all mobile messages.

7.1.2  Sleep Monitor

(1) The clock will show the user's sleep hours of the night before. The sleep measurement time is from 21:00 to 09:00 the next day. The total hours of sleep performed are displayed, divided into deep sleep and light sleep.

(2) Activation: after selecting the icon, drag your finger from bottom to top; activate the function (if deactivated), you can also view the history of the recorded data.



7.1.3 Heart Rate

The watch will measure the user's heart rate in its measurement interface. Your instant heart rate will be displayed. If the value is not detected, the zero value will always be displayed.

7.1.4 Blood Pressure

The watch will measure the user's blood pressure in its own measurement interface. It will take a few seconds for the pressure to be detected, after which the result will be displayed. If the value is not detected, the zero value will always be displayed.

7.1.5 Oxygen

The watch will measure the user's blood saturation in its measurement interface. Once its icon has been selected, select the word "Start" to start the detection, it will take a few seconds to detect the data, at the end of which the result will be displayed.

7.1.6 ECG

The watch will detect the user's ECG in its measurement interface. The instant ECG will be displayed. If the value is not detected, the zero value will always be displayed.

7.1.7 CRemote Camera

To take a picture using the watch as a shutter command, the phone must be unlocked, the "Fundo" App is active and the "Take a picture" command on the app must be active.

7.1.8 Music

Once connected to Bluetooth, it is possible to act on the playback/ pause, track skip forward



and back, music tracks on the phone and volume adjustment controls.

7.1.9 Find Phone

Once its icon has been selected, touch the word “Start”, the phone will begin to ring. After finding it, tap “Finish” to stop the search.

7.2.0 Sedentary

You can set the time period by yourself (at 30-minute intervals, minimum 0m←→300m maximum) when the sedentary time is reached, the watch will ring and vibrate to remind you to get up.

7.2.1 Sport

Sports mode: walking, running, mountaineering, cycling, basketball, badminton, table tennis, football, settings, historical records.

7.2.2 Pedometer

Before use, access the pedometer menu. Select the icon and drag your finger from bottom to top; activate the function (if disabled) and set all the personal information required. Wear the watch on your wrist, swing your arm normally while walking, the pedometer will count the steps and combine the total number of steps by calculating the calories burned.

7.2.3 Alarm

Customize the alarm time, number of rings, ring tones, and reminder types



7.2.4 stopwatch

Click the button in the lower left corner to start timing. In this interface, click the button in the lower right corner to continue timing, click the button in the lower left corner to pause timing, and slide the screen up and down to view historical data; when the stopwatch is paused, click the button in the lower right corner to clear data

7.2.5 BT Call

On the watch side, click Bluetooth search device, select the Bluetooth name of the mobile phone that you want to pair with, click pair, and the phone end/ watch side click agree to pair successfully

7.2.6 Language

Click on the icon to select and change the clock language.

8. Settings

- BT Setting: to enable/ disable the Bluetooth function and to enable/ disable the visibility of the watch.
- Clock: to select the dial, to activate/ deactivate automatic synchronization (if the date, time and format setting is deactivated).
- New notification Bright: enable/ disable.
- Sound: to set the type of alert, ringtone and notification tone.
- Volume: volume setting for Multimedia, ringtone and notifications.
- Display: to set the display type of the icons, the brightness and the shutdown time of the



display.

- Units: to set the metric system.
- Reset: reset the clock to factory settings.

Note: All data will be deleted.

- About: shows all the software information of the watch.

9. WARNING

Always consult your doctor before starting a exercise program. TREVI T-Fit 270 CALL is not a device medical device but a device capable of measuring and displaying the wearer's heart rate, blood pressure, blood oxygenation and ECG on an LCD display. The measurement results of this product are for reference only and are not intended for any medical use.

Warnings

This device is an electronic instrument of high precision; therefore, avoid using it in the following cases:

- Close to strong heat sources such as heaters and stoves.
- In environments that are too cold or too hot or very dusty.
- The appliance must not be exposed to dripping or splashing water. No liquid-filled objects, such as vases, must be placed on the appliance.
- If liquids penetrate into the device, bring the device to the nearest authorized TREVI service Centre.
- Do not use the device near flammable or explosive gases, this may cause a malfunction of the device or a fire hazard.



T-Fit 270 CALL

English

- No naked flame sources, such as lighted candles, must be placed on the appliance.
- Keep the device out of reach of children. The device is not a toy. The device is made up of small removable parts which, if ingested, can cause suffocation.
- Do not expose the device to strong shocks.
- Store the product in a dry place when you are not using it.
- Keep this instruction manual.



Precautions for correct disposal of the product

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il fabbricante TREVI S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura
T-Fit 270 CALL

è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al
seguente indirizzo internet:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCTFIT270CALL.pdf>

Simplified EU Declaration Of Conformity

Hereby TREVI S.p.A. declares that the equipment
T-Fit 270 CALL

is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following
internet address

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCTFIT270CALL.pdf>

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

For additional information and updates of this product see: www.trevi.it

Pour plus d'informations et mises à jour de ce produit, voir: www.trevi.it

Weitere Informationen und Updates zu diesem Produkt finden Sie unter: www.trevi.it

Para obtener información adicional y actualizaciones de este producto, consulte: www.trevi.it



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Made in China